



L'analyseur d'humidité pour échantillons lourds et grands

Caractéristiques

- Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 17 mm
 - Teneur actuelle en humidité en %
 - Unité de l'affichage des résultats
 - Processus actif de dessiccation
- Lampe halogène en verre quartz** 400 W
- Mémoire interne** pour le déroulement automatique de 5 processus complets de dessiccation

- La dernière valeur mesurée reste affichée jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle mesure
- 10 coupelles pour échantillons incluses**
- Housse d'utilisation transparente** en série
- Manuel pratique** : Pour chaque analyseur d'humidité, vous trouverez sur Internet un manuel pratique avec de nombreux exemples, des comptes-rendus d'expériences, des réglages et des conseils

Accessoires

- Housse d'utilisation transparente**, lot de 5, ALJ-A01S05,
- Coupelles pour échantillons en aluminium**, Ø 90 mm, emballage de 80 pièces, MLB-A01A,
- 4 Filtre rond en fibres de verre**, grande stabilité mécanique, avec liant organique, emballage de 100 pièces, RH-A02,
- Filtre rond en fibres de verre**, grande stabilité mécanique, moyenne stabilité mécanique, sans liant organique, emballage de 100 pièces, YMF-A01,
- 4 Jeu d'étalonnage de la température** constitué d'un capteur et d'un afficheur, DLB-A01N,
- Imprimante thermique**, YKB-01N,
- Imprimante à aiguilles matricielle**, pour imprimer les valeurs de pesée sur du papier normal, ainsi approprié à l'archivage à long terme, 911-013,

EN SÉRIE



Modèle	DLB 160-3A
Lecture [d]	0,001 g/0,01 %
Portée [Max]	160 g
Reproductibilité pour une pesée 10 g	0,05 %
Affichage après dessiccation (Affichage basculant à tout moment)	
Humidité [%] = Teneur en humidité (M) du poids à l'état mouillé (W)	0-100 %
Teneur en matière sèche [%] = Poids à l'état sec (D) du (W)	100-0 %
ATRO [%] [(W-D) : D] · 100%	0-999 %
Poids restant (M)	Valeur absolue en [g]
Plage de température	35 °C-160 °C par intervalles de 1 °C
Profils de chauffage	<input type="checkbox"/> Dessiccation standard <input type="checkbox"/> Séchage rapide, Vorheizstufe zuschaltbar
Critères de coupure	<ul style="list-style-type: none"> Coupure libre automatique (perte de poids sélectionnable 0,1%-9,9% à 60 s) Coupure programmée (1 min - 99 min) Coupure manuelle par bouton
Édition de protocole	<ul style="list-style-type: none"> Édition continue (poids restant) Après le séchage, manuellement ou automatiquement (uniquement en liaison avec l'imprimante YKB-01N ou ordinateur)
Dimensions totales L×P×H	210×340×225 mm
Poids net	env. 4,2 kg
Option Cert. d'étalonnage DAkkS	Masse : 963-127,
Option Cert. d'étalonnage usine	Température : 964-305,