



Dessiccateur avec affichage graphique intuitif et guidage en pas à pas de l'utilisateur.

Caractéristiques

- Écran graphique LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 11 mm
- **Lampe halogène en verre quartzéux 400 W**
- 6 touches de raccourci pour un accès rapide aux fonctions principales
- Tarage automatique au début d'une mesure dès la fermeture du couvercle
- La dernière valeur mesurée reste affichée jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle mesure
- 10 coupelles pour échantillons incluses

Écran d'accueil:

- 1 - Menu principal
 - 2 - Démarrer le séchage
 - 3 - Choisir la température de séchage
 - 4 - Choisir le critère de désactivation
 - 5 - Réinitialisation/Tare
 - 6 - Stand-By
- Pendant la mesure:
- 7 - Température actuelle
 - 8 - Profil de chauffage actif
 - 9 - Critère de désactivation actif
 - 10 - Interrompre le séchage
 - 11 - Arrêter le séchage
 - 12 - Afficher les paramètres de séchage actuels
 - 13 - Changer d'unité d'affichage des résultats
 - Après la fin de la mesure:
 - 14 - Quitter le programme de séchage
 - 15 - Imprimer le compte-rendu de mesure
 - 16 - (Dés)Activer, modifier les paramètres GLP
 - 17 - Afficher les résultats détaillés
 - 18 - Changer d'unité d'affichage des résultats

Accessoires

- **Housse d'utilisation transparente**, lot de 5, ALJ-A01S05,
- **Coupelles pour échantillons en aluminium**, Ø 90 mm, emballage de 80 pièces, MLB-A01A,
- **4 Filtre rond en fibres de verre**, grande stabilité mécanique, avec liant organique, emballage de 100 pièces, RH-A02,
- **Filtre rond en fibres de verre**, grande stabilité mécanique, moyenne stabilité mécanique, sans liant organique, emballage de 100 pièces, YMF-A01,
- **Jeu d'étalonnage de la température** constitué d'un capteur et d'un afficheur, DLB-A01N.,
- **Imprimante thermique**, YKB-01N,
- **Imprimante à aiguilles matricielle**, pour imprimer les valeurs de pesée sur du papier normal, ainsi approprié à l'archivage à long terme, 911-013,

EN SÉRIE



Modèle	DLB 160-3A
Lecture [d]	Y 0,001 g/0,01 %
Portée [Max]	160 g
Reproductibilité pour une pesée 10 g	0,05 %
Affichage après dessiccation (Affichage basculant à tout moment)	
Humidité [%] = Teneur en humidité (M) du poids à l'état mouillé (W)	0-100 %
Teneur en matière sèche [%] = Poids à l'état sec (D) du (W)	100-0 %
ATRO [%] [(W-D) : D] · 100%	0-999 %
Poids restant (M)	Valeur absolue en [g]
Plage de température	35 °C-160 °C par intervalles de 1 °C
Profils de chauffage	 Dessiccation standard  Séchage rapide, Vorheizstufe zuschaltbar
Critères de coupure	• Coupure libre automatique (perte de poids sélectionnable 0,1%-9,9% à 60 s) • Coupure programmée (1 min - 99 min) • Coupure manuelle par bouton
Édition de protocole	• Édition continue (poids restant) • Après le séchage, manuellement ou automatiquement (uniquement en liaison avec l'imprimante YKB-01N ou ordinateur)
Dimensions totales L×P×H	210×340×225 mm
Poids net	env. 4,2 kg
Option Cert. d'étalonnage	Masse : voir accessoires
Option Cert. d'étalonnage	Température : sur Devis